



# Mi Electric Toothbrush

- Moteur ultrasons hautes performances : 31.000 vibrations/minute, couple de sortie jusqu'à 230 gf.cm.
- Corps simple intégré IPX7 étanche à l'eau. Bouton interrupteur sans couture conçu pour éviter l'accumulation de dentifrice et de saleté. Une conception intégrée et compacte avec une certification d'étanchéité à l'eau IPX7
- Le bouton Marche/Arrêt de la Mi Electric Toothbrush profite d'un design monobloc en silicone étanche pour éviter au dentifrice ou à la poussière de s'accumuler.
- Tête de brosse haute densité sans métal pour une expérience plus écologique et plus hygiénique. Soies souples de haute qualité sélectionnées par Dupont
- Reconnaissance de la gestuelle de brossage et génération de rapports via l'application.
- Mode de brossage personnalisé (temps de brossage, soin des gencives, mode blanchiment, nettoyage de la langue et mode débutant).
- Port de charge USB pour que vous puissiez charger la brosse même avec une Mi Power Bank.
- Un seul bouton pour passer du mode Standard, au mode Soft ou mode personnalisé (réglages pour le mode personnalisé défini par l'application).

# Mi Electric Toothbrush

Personnalisez votre brosse pour éviter toute confusion avec d'autres personnes dans la maison.



Son design minimaliste s'intègre à n'importe quelle salle de bains.



Connectez la brosse à votre téléphone et configurez les paramètres de brossage parfaits en fonction de vos besoins. Faites le suivi de votre hygiène dentaire en vérifiant régulièrement les rapports de brossage.

Le chargeur Usb pour vous permettre de charger votre brosse n'importe où, même avec une Mi Power Bank.



Le moteur à ultrasons haute performance, développé par des experts Allemands et Japonais, vibre plus de 31.000 fois/minutes, et possède un couple de sortie jusqu'à 230gf.CM Par conséquent, la puissance reste non seulement sur la vibration haute fréquence du moteur, mais elle transfère également la puissance à la tête de brossage de manière plus efficace.



## Instructions :

- 1) Téléchargez l'application Mi Home, et cliquez sur "Ajouter un appareil" pour trouver la Mi Electric Toothbrush.
- 2) Activer le Bluetooth sur votre téléphone, et suivez les instructions à travers l'application pour associer la brosse.
- 3) Utilisez l'application pour configurer les paramètres de brossage personnalisés ou laissez-les par défaut.
- 4) Pour le brossage, utilisez la touche pour choisir entre le mode Standard, Soft ou le mode personnalisé précédemment configuré.
- 5) Pour les débutants, l'application permet d'attendre 10 secondes avant que le moteur ne démarre pour que le dentifrice puisse être appliqué sur les dents; évitant de renverser du dentifrice.
- 6) Vérifiez régulièrement le rapport sur l'application pour voir l'historique de brossage, des conseils de brossage, etc.

## Caractéristiques:

Tension nominale : 3,7 V  
Puissance nominale : 2 W  
Étanche IPX7  
Durée de charge : 12 heures, charge par induction  
Compatible avec les appareils Android et IOS.